

Klasse III, geeichte Medizinische Waagen
Elektronische Babywaagen



M104000

Babywaage

- Sichere, leicht zu reinigende Wiegefläche
- Großes LCD-Display, 25 mm
- Unit- Funktion, kg / lbs umschaltbar
- Automatische Nullstellung und Funktionstest
- Tara- und Hold- Funktion
- Netz- und Akkubetrieb

Der Favorit in Krankenhäusern weltweit!

Technische Daten

Höchstlast	15 kg
Ziffernschritt	5 g
Abmessung	535 x 330 x 200 mm
Eigengewicht	ca. 4,1 kg
Wiegefläche	535 x 275 x 60 mm