

# PRODUKTINFORMATION

Paramedizinische Waagen  
Mechanische Babywaagen



## M108800

### Babywaage

- Abnehmbare Wiegeschale
- Manuelle Nullpunktstellung
- Tara- Funktion

Zwei Kreiszeiger  
für doppelten Teilungsbereich

#### Technische Daten

Höchstlast	20 kg
Ziffersschritt	50 g < 10 kg > 100 g
Abmessung	588 x 559 x 343 mm
Eigengewicht	ca. 4,5 kg
Wiegeschale	550 x 265 x 80 mm