

PRODUKTINFORMATION

ADE

Paramedizinische Waagen

Klassische mechanische Personenwaagen



M308800

Personenwaage

- Großes, gut lesbares Ziffernblatt
- Besonders stabile und robuste Konstruktion
- Massiver Wiegemechanismus aus Metall
- Große Standfestigkeit aufgrund der extragroßen Wiegefläche
- Rutschfeste Wiegefläche aus hochwertigem Kunststoff

Extragroße Wiegefläche

Technische Daten

Höchstlast	160 kg
Ziffernschritt	500 g
Abmessung	325 x 480 x 108 mm
Eigengewicht	ca. 3,9 kg
Wiegefläche	320 x 360 mm