

PRODUKTINFORMATION

Klasse III, geeichte Medizinische Waagen
Elektronische Stuhlwaagen



**M400020/
M400020-01**

Stuhlwaage

- Großes LCD-Display, 25 mm hoch
- Unit- Funktion, kg / lbs umschaltbar
- Automatische Nullstellung und Funktionstest
- Tara- und Hold- Funktion
- Vortara mit 10 Speicherplätzen
- Body Mass Index (BMI)
- Netz- und Akkubetrieb
- Druckfunktion und PC Anschluss über Datenschnittstelle RS 232
- Klappbare Arm- und Fußstützen
- Zweifaches Bremssystem
- M400020 mit 2, M400020-01 mit 4 Lenkrollen

Mit Sitzschale in drei Farben lieferbar



Technische Daten

| | |
|---------------|----------------------|
| Höchstlast | 250 kg |
| Zifferschritt | 100 g |
| Abmessung | 570 x 1.055 x 935 mm |
| Eigengewicht | ca. 28 kg |