


## PRODUKTINFORMATION

Klasse III, geeichte Medizinische Waagen  
Elektronische Rollstuhl- und Multifunktionswaagen



### M500020

#### Rollstuhlwaage- Serie M500020

- Großes LCD-Display, 25 mm hoch
  - Unit- Funktion, kg / lbs umschaltbar
  - Automatische Nullstellung und Funktionstest
  - Tara- und Hold- Funktion
  - Vortara mit 10 Speicherplätzen (z. B. für verschiedene Rollstühle)
  - Body Mass Index (BMI)
  - Netz- und Akkubetrieb
  - Datenschnittstelle RS 232 für Drucker- und PC-Anschluss
  - Hochkant lagerbar
  - Inklusive einer Rampe, zweite Rampe optional
  - Höchstlast/Zifferschnitt für alle Modelle 300kg/100g
- Optionen für Serie M500020**
- M500020, Wiegefläche 800x800mm, Standardmodell mit 1 Rampe
  - M500020-01, Wiegefläche 800x800mm, mit 2 Seitenbegrenzungen
  - M500020-02, Wiegefläche 800x800mm, mit Klappsäule
  - M500020-03, Wiegefläche 800x800mm, Mit Klappgeländer
  - M500020-04, Wiegefläche 800x800mm, mit Klappsäule & 2 Seitenbegrenzungen
  - M500020-A, Wiegefläche 1000x800mm, Große Standardmodell mit 1 Rampe
  - M500020-A-01, Wiegefläche 1000x800mm, Große Plattform mit 2 Seitenbegrenzungen
  - M500020-A-02, Wiegefläche 1000x800mm, Große Plattform mit Klappsäule
  - M500020-C, Wiegefläche 1400x800mm, Extra Große Plattform mit 1 Rampe
  - M500020-C-01, Wiegefläche 1400x800, Extra Große Plattform mit Klappsäule
  - MZ30010, Zusätzliche Rampe