

Klasse III, geeichte Medizinische Waagen
Elektronische Rollstuhl- und Multifunktionswaagen



M501020

Rollstuhlwaage

- Mit zwei integrierten Rampen
- Großes LCD-Display, 25 mm hoch
- Unit- Funktion, kg / lbs umschaltbar
- Automatische Nullstellung und Funktionstest
- Tara- und Hold- Funktion
- Vortara mit 10 Speicherplätzen
- Body Mass Index (BMI)
- Netz- und Akkubetrieb
- Datenschnittstelle RS232 für Drucker- und PC-Anschluss

Technische Daten

Höchstlast	300 kg
Ziffernschritt	100 g
Abmessung (BxTxH)	1070 x 1050 x 70 mm
Eigengewicht	ca. 45 kg
Wiegefläche	800 x 800 mm