

ADE Spezial Waagen für die Pathologie



Serie MP901600 – Elektronische Organwaage

- Großes LCD-Display, 20 mm
- Unit-Funktion, kg/lbs umschaltbar
- Automatische Nullstellung
- Tara-Funktion
- Netz- und Akkubetrieb

Für höchste Präzision

| Technische Spezifikation | |
|--------------------------|--------------------|
| Modell | MP901600 |
| Höchstlast | 30 kg |
| Ziffenschritt | 1 g |
| Abmessungen | 535 x 330 x 241 mm |
| Eigengewicht | ca. 4,1 kg |