

## Aufklappbare Edelstahl-Bodenwaage für die Pathologie



### BW3+STAN30 Aufklappbare Bodeneinbauwaage (eichfähig) mit Fundamentrahmen

- Bodeneinbauwaage komplett aus Edelstahl und mit Fundamentrahmen
  - Digitale Anzeige mit angeschlossenem und abgeglichenem 8-m-Anschlusskabel
  - Wiegen, Trieren, Handtara, Alibispeicher bis 100.000 Wiegunge
  - Glatte Oberfläche für alle Waagentypen
  - Standardmäßig mit Edelstahl – Wägezellen IP 67
  - Mit 2 Gasdruckkammern aus Edelstahl – gefüllt mit Bio-Öl
- Optional**
- Individuelle Maße und Ausstattungen auf Anfrage
  - RS232-Schnittstelle
  - Eichung Klasse III

#### Technische Daten

Höchstlast	600 kg
Ziffernschritt	200 g
Abmessungen	1500 x 1250mm
Wiegefläche	1500 x 1250mm