

PRODUKTINFORMATION



Paramedizinische Waagen
Elektronische Babywaagen



M107600

Babywaage- /Kleinkindwaage

- Abnehmbare Wiegeschale
- Tara- und automatische Hold-Funktion
- Unit-Funktion kg/lbs umschaltbar
- Automatische Abschaltfunktion
- Batteriebetrieb
- Optional mit Tragetasche (MZ10031)

Kontrollierte Nahrungsaufnahme

Technische Daten

Höchstlast	20 kg
Zifferschritt	10 g
Abmessung	525 x 290 x 143 mm
Eigengewicht	ca. 2,4 kg
Wiegeschale	525 x 275 x 90 mm