

ADE Spezial Elektronische Veterinärwaagen



M107600 – Kleintierwaage

M107600

- geringes Eigengewicht und kompakt
- abnehmbare Wiegeschale
- 30mm LCD-Display
- Drei-Knopf-Bedienung
- Hold Funktion, Tara
- Unit umschaltbar: kg/lbs
- Automatische Nullstellung
- Netz- und Batteriebetrieb
- Option: Tragetasche MZ10030

Technische Spezifikation

Modell	M107600
Höchstlast	20 kg
Zifferschritt	10 g
Abmessungen	525 x 275 x 90 mm
Eigengewicht	ca. 2,4 kg