

Paramedizinische Waagen
Elektronische Babywaagen



Babywaage

- Großes LCD-Display, 30mm
- Tara- und Mehrfachtara
- Memory-Funktion zur Speicherung des zuletzt gewogenen Gewichts
- Unit-Funktion: kg / lbs umschaltbar
- Automatische Abschaltung
- Netz- und Batteriebetrieb
- Optional mit Tragetasche MZ10030 (s. Abb.)

Mit extra großer Wiegeschale

Technische Daten

Höchstlast	20 kg
Zifferschritt	5 g
Abmessung	600 x 385 x 85 mm
Eigengewicht	ca. 2,6 kg
Wiegeschale	600 x 280 x 40 mm

M112600