

ADE Spezial Elektronische Veterinärwaagen



M112600 – Kleintierwaage

M112600

- große und leichtgewichtige Kleintierwaage
- 30mm LCD-Display
- Drei-Knopf-Bedienung
- Hold Funktion, Tara
- Unit umschaltbar: kg/lbs
- Automatische Nullstellung
- Netz- und Batteriebetrieb
- Option: Tragetasche MZ10030

Technische Spezifikation

Modell	M112600
Höchstlast	20 kg
Ziffernschritt	5 g
Abmessungen	600 x 280 x 40 mm
Eigengewicht	ca. 2,6 kg