

PRODUKTINFORMATION

Paramedizinische Waagen
Elektronische Personenwaagen



M317600

Personenwaage

- Große und komfortable Wiegeplattform aus ABS
- Step-on-Technik
- Großes LCD-Display, 65 mm
- Autohold - Funktion
- Batteriebetrieb
- Automatische Abschaltung

Supergroße Digitalanzeige

Technische Daten

| | |
|---------------|-------------------|
| Höchstlast | 200 kg |
| Zifferschritt | 100 g |
| Abmessung | 355 x 345 x 35 mm |
| Eigengewicht | ca. 2,4 kg |