

PRODUKTINFORMATION

Paramedizinische Waagen Mechanische Säulenwaagen



Inkl. integriertem Längenmessstab



Inkl. Transporträdern



M318800

Laufgewichts - Säulenwaage

- Beidseitig ablesbare Gewichtsanzeige
- Robust gefertigtes Hebelwerk
- Plattform und Säule aus pulverbeschichtetem Stahl
- Wiegekopf aus solidem Gusseisen
- Wiegefläche mit rutschfestem Kunststoff
- Inkl. Messstab: 600 – 2100 mm / Teilung: 1 mm

Komplett mit Messstab
und Transporträdern

Technische Daten

Höchstlast	200 kg
Zifferschritt	100 g
Abmessung	272 x 530 x 1.467 mm
Eigengewicht	18 kg
Wiegefläche	275 x 375 mm