

PRODUKTINFORMATION

Paramedizinische Waagen
Elektronische Plattformwaagen /
Elektronische Haltestützenwaagen



M319660



M319660-01



M319660-02

M319660
M319660-01
M319660-02

Plattformwaage für adipöse Personen

- Großes LCD-Display, 25 mm hoch
- Automatische Nullstellung
- Tara- und Hold- Funktion
- Vortara mit 10 Speicherplätzen
- Body Mass Index (BMI)
- Netz- und Akkubetrieb
- RS232-Schnittstelle

- -01: Mit 2 Seitengeländern
- -02: Mit Handlaufgeländer und Längenmessstab

Technische Daten

	M319660	M319660-01	M319660-02
Höchstlast	300 kg	300 kg	300 kg
Zifferschritt	100 g	100 g	100 g
Abmessung (mm)	520 x 520 x 55	520 x 520 x 1.135	520 x 520 x 1.245
Wiegefläche	520 x 520 mm	520 x 520 mm	520 x 520 mm
Eigengewicht	18 kg	18,5 kg	20 kg