

# PRODUKTINFORMATION

Paramedizinische Waagen  
Elektronische Personenwaagen

**M320600**

## Personenwaage mit extra großer Plattform

- Ideal für den täglichen Einsatz zur Gewichtskontrolle
- Extra große und komfortable Wiegeplattform
- Perspektivwechsel der Anzeige auf Knopfdruck
- Gewicht, Größe und BMI auf einen Blick
- Ein- und ausschaltbare Autohold-Funktion
- BMI-Funktion
- Mutter-Kind-Funktion
- Automatische Nullstellung
- Netz- und Batteriebetrieb
- Automatische Abschaltung

### Technische Daten

Höchstlast	250 kg
Zifferschritt	50 g < 50 kg > 100 g
Abmessung	400 x 350 x 44 mm
Wiegefläche	400 x 350 mm
Eigengewicht	4,5 kg