

# PRODUKTINFORMATION

Klasse III, geeichte Medizinische Waagen  
Elektronische Stuhlwaagen



**M403020**

## Stuhlwaage

- Großes LCD-Display, 25 mm hoch
- Automatische Nullstellung und Funktionstest
- Tara- und Hold- Funktion
- Vortara mit 10 Speicherplätzen
- Body Mass Index (BMI)
- Netz- und Akkubetrieb
- Druckfunktion und PC Anschluss über Datenschnittstelle RS 232
- Stabile Metall-Rahmenkonstruktion
- Angepasste Sitzhöhe speziell für ältere Patienten
- Große, klappbare Fußstützen
- 4 Lenkräder, davon 2 mit Feststellbremse

### Technische Daten

Höchstlast	250 kg
Zifferschritt	100 g
Abmessung	600 x 850 x 960 mm
Eigengewicht	22 kg