

PRODUKTINFORMATION



Paramedizinische Waagen
Elektronische Rollstuhlwaagen



Rollstuhlwaage

- Großes LCD-Display, 25 mm hoch
- Unit- Funktion, kg/lbs umschaltbar
- Automatische Nullstellung
- Tara- und Hold- Funktion
- Pre-Tara mit 10 Speicherplätzen
- Body-Mass-Index (BMI)
- Netz- und Akkubetrieb
- RS232-Schnittstelle
- Hochkant lagerbar
- beidseitig integrierte Rampen
- Tragegriffe und zwei Transporträder

Technische Daten

Höchstlast	300 kg
Ziffernschritt	100 g
Abmessung	1070 x 1050 x 70 mm
Eigengewicht	ca. 45 kg
Wiegefläche	800 x 800 mm

M501660