

# PRODUKTINFORMATION

Paramedizinische Waagen  
Elektronische Lifterwaagen



## M703600

### Lifterwaage

- Einfache Tastatur
- Automatische Nullstellung
- Automatische Abschaltung
- Unit Funktion kg/lbs umschaltbar
- Tara- und Hold-Funktion
- Batteriebetrieb
- Inkl. Aufhängung und Haken
- Adaption passend für alle gängigen Liftermodelle

#### Technische Daten

Höchstlast	300 kg
Zifferschritt	100 g
Abmessung	81 x 46 x 265 mm
Eigengewicht	620 g