

## ADE Spezial Zubehör



Zusammengelegt:  
Platzsparender Transport

## MZ10040

### Babymessbrett

- Zweiteiliges Messbrett: einfache Montage/Demontage und platzsparender Transport
- Ideal für den mobilen und stationären Einsatz
- Stabiler Kopfanschlag
- Sanft verschiebbarer Fußanschlag für präzise Längenmessung
- Hautfreundliche Oberfläche
- Einfache Reinigung, da Oberfläche abwischbar

Optional mit passender Tragetasche

#### Technische Daten

Messbereich	100 – 1.000 mm
Teilung	1 mm
Abmessung	1260 x 280 x 90 mm
Eigengewicht	585 g