

ADE Spezial Zubehör



Einfache und präzise
Ablesbarkeit



Sicherer Stand



Zusammengelegt:
Platzsparender Transport

MZ10042

Tragbares Stadiometer

- Ideal für Arztpraxen und Krankenhäuser mit den Schwerpunkten Kinder- und Jugendmedizin einschl. schulmedizinischer Untersuchungen sowie ambulante Pflegekräfte, für Hausbesuche von Ärzten und Fachkräfte im Gesundheitswesen
- Stadiometer aus stabilem Kunststoff
- Messstab einfach und schnell in vier Teile zerlegbar
- Messstab gemeinsam mit der Plattform verstaubar
- Zwei Wandabstandhalter ohne zusätzliche Befestigung für stabilen, senkrechten Stand
- Beidseitige einfache und präzise Ablesbarkeit der Skala
- Optional mit passender Tragetasche MZ10043

Handliches Stadiometer für schnelle, präzise Messung

Technische Daten

Messbereich	15 – 210 cm
Teilung	1 mm
Abmessungen	34,8 x 41 x 214 cm
Abmessungen (zusammengelegt)	35 x 62 x 12 cm
Eigengewicht	2,3 kg