



PW501

PW501-Windelwaage zur Kontrolle von Babys' Ausscheidungen

- LCD-Display, 10 mm
- Hygienische Wiegefläche aus Edelstahl
- Automatische Nullstellung
- Tara-Funktion zum Trieren der verwendeten Behälter
- Automatische Abschaltung
- Batteriebetrieb
- Optional: Netzgerät

Technische Spezifikation

Modell	PW501
Höchstlast	5 kg
Ziffernschritt	1 g
Abmessungen	177 x 38 x 223 mm
Eigengewicht	ca. 570 g